


Hirnwatten

PRODUKT

Die Hirnwatten des Herstellers American Surgical Sponges werden in Deutschland seit vielen Jahren über Promedics vertrieben.

Besonders die von Prof. Fukushima entwickelten Hirnwatten DELICOT, sehr dünne und feinfaserige Watten für kleinste Zugänge, und ULTRACOT, ein dünnes Baumwollmaterial, werden von Neurochirurgen beim Einsatz in Hirnoperationen geschätzt.

Uniqcot -ein stabiles Kunstfasermaterial- eignet sich hervorragend für den rauen Einsatz bei Wirbelsäulenoperationen, die Non-Stix Watten beugen mit ihren anti-adhäsiven Materialeigenschaften Anhaftungen am Parenchym vor. Non-Stix Watten sind auch als Schoner zum Aufstecken auf Budde-Halo™ Retraktorblätter erhältlich.



Delicot™ Hirnwatten*

- sehr dünnes, nicht-flusendes Material
- weiß, mit integriertem Röntgenkontraststreifen und Haltefaden
- besonders saugfähig
- geringe Gewebeadhäsion
- stabil und reißfest - auch in nassem Zustand

Bestellnummer	Größe in mm
63-01	5 x 8
63-02	5 x 13
63-03	10 x 13
63-04	15 x 20
63-05	4 x 50
63-06	6 x 50
63-07	9 x 50
63-08	13 x 60
63-09	20 x 60
63-10	30 x 70
63-12	10 x 25

Ultracot™ Hirnwatten*

- dünnes Baumwollmaterial (100% Baumwolle)
- weiß, mit genähtem Röntgenkontraststreifen und Haltefaden
- stabil und reißfest - auch in nassem Zustand

Bestellnummer	Größe in mm
23-01	5 x 8
23-02	5 x 13
23-03	10 x 13
23-04	15 x 20
23-05	4 x 50
23-06	6 x 50
23-07	9 x 50
23-08	13 x 60
23-09	20 x 60
23-10	30 x 70
23-12	15 x 15
23-15	30 x 90
23-16	20 x 50
23-18	10 x 80
23-19	6 x 80
23-24 (ohne Kontraststreifen)	70 x 100

* Entwickelt in Zusammenarbeit mit Prof. T. Fukushima, Raleigh, NC, USA.
 Standard-VE: Box mit 20 Päckchen zu je 10 Watten. Kleinste VE: Päckchen zu je 10 Watten, doppelt steril verpackt.

Uniqcot™ Hirnwatten*

- kräftige Fasern für rauen Einsatz
- weiß, mit integriertem Röntgenkontraststreifen und Haltefaden
- weiche Oberfläche reduziert die Gewebeadhäsion sowie das Verkleben der Watte mit Blut. Bei längeren Operationen werden weniger Watten benötigt.
- stabil und reißfest - auch in nassem Zustand

Bestellnummer	Größe in mm
67-00	3 x 3
67-02	6 x 6
67-04	6 x 76
67-06	13 x 13
67-07	13 x 25
67-08	13 x 38
67-09	13 x 76
67-10	19 x 19
67-11	19 x 76
67-12	25 x 25
67-13	25 x 76
67-14	38 x 38
67-15	76 x 76
67-16	6 x 38
67-22	38 x 76
67-29	13 x 51
67-49	4 x 10

Non-Stix™ Antiadhäsive Hirnwatten*

- anti-adhäsive Kunstfaser
- weiß, mit integriertem Röntgenkontraststreifen und Haltefaden
- weich und polsterartig
- geringe Lichtreflexion

Bestellnummer	Größe in mm
85-04	6 x 76
85-05	10 x 76
85-06	13 x 13
85-08	13 x 38
85-09	13 x 76
85-11	19 x 76
85-12	25 x 25
85-13	25 x 76
86-06 (Streifen)	13 x 152
86-11 (Streifen)	19 x 152
86-13 (Streifen)	25 x 152

Non-Stix™ Antiadhäsivschutz für Budde-Halo™ Retraktorblätter*

- anti-adhäsive Kunstfaser
- weich und polsterartig
- gleitet leicht über das Retraktorblatt
- geringe Lichtreflexion



Bestellnummer	Größe in mm
87-50	6 x 120
87-52	13 x 120
87-53	19 x 120
87-54	25 x 120

Saugröhrchen mit Schwammspitze

Kleinste Verpackungseinheit:
20 Päckchen mit je 5 Saugröhrchen.



Bestellnummer
65-00

* Standard-VE: Box mit 20 Päckchen zu je 10 Watten. Kleinste VE: Päckchen zu je 10 Watten, doppelt steril verpackt