

DORO® Metall- Retraktorsysteme

PRODUKT

Doro® Halo Retraktor System

- Leichter zweiteiliger Aluminiumring mit außenliegender Schiene
- Aufsetzen der Arme an beliebiger Stelle auf den Ring möglich
- Befestigung der Stangen an der Quickrailschiene einer DORO®-Klemme oder mittels herkömmlicher Spannklemmen perfekt auch an MAYFIELD®-Klemmen
- Ring halbierbar
- Retraktorarme um 360° drehbar (nur 3101-00)
- Schwarz beschichtete Spatel - keine Reflexionen im Sichtfeld
- Retraktorarme und Zubehör voll kompatibel mit DORO® J-Armen

3101-00 Quickrail Halo Retraktor-Set, bestehend aus:
 Halo Ring, 2 Haltestangen, 2 Quickrail-Adapter, 3 flexible Rotationsarme (230mm), 2 Spatelsets (schwarz beschichtet), Mikrospatelset, Spannschlüssel, Steribehälter

3100-00 Halo Retraktor-Set wie 3101-00, jedoch mit 2 Spannklemmen für herkömmliche Schädelklemmen und nicht-rotierenden Armen



Doro® McCue Open Halo System

- Uneingeschränkte Sicht auf das OP-Feld
- Einzigartige Vielseitigkeit und Flexibilität
- Leichter zweiteiliger Aluminiumring mit außenliegender Schiene
- Aufsetzen der Arme an beliebiger Stelle auf den Ring möglich
- Befestigung der Stangen an der Quickrailschiene einer DORO®-Klemme oder mittels herkömmlicher Spannklemmen perfekt auch an MAYFIELD®-Klemmen
- Ring halbierbar
- Retraktorarme um 360° drehbar (nur 3401-00)
- Schwarz beschichtete Spatel - keine Reflexionen im Sichtfeld
- Retraktorarme und Zubehör voll kompatibel mit DORO® J-Armen


3401-00 DORO® McCue Open Halo Retraktor-Set (Quickrail), best. aus:
 Starrer DORO® Halbring, variabler DORO® Viertelring, 2 Haltestangen, 2 Quickrail-Adapter, 3 flexible Rotationsarme (280mm), Spatelsets (schwarz beschichtet), ein Mikrospatel-Set, Spannschlüssel und Sterilisationsbehälter

3400-00 DORO® McCue Open Halo Retraktor-Set: wie 3401-00, jedoch mit 2 Spannklemmen für herkömmliche Schädelklemmen und nicht-rotierenden Armen



Komponenten für Doro® Halo und McCue® Open Halo System

- 3110-01 DORO® Ring, komplett
- 3110-02 DORO® Halbring, starr (nur McCue Open Halo)
- 3110-03 DORO® Viertelring, variabel
- 3110-08 Haltestange, Ø8mm
- 3110-51 Adapter für herkömmliche Schädelklemmen (Spannklemmer)
- 3114-55 Adapter für Quickrail Schädelklemmen
- 3110-80 Universalschlüssel





DORO® J-Arm System

- Geringes Gewicht (Aluminium)
 - Adapter sowohl für DORO Quickrail Kopfklemmen, als auch für herkömmliche Kopfklemmen erhältlich
- 3215-00 J-Arm Retraktor-System, bestehend aus:
J-Arm (250mm), J-Arm (300mm), 2 Spannklemmen mit Adapter, 2 Flexible Arme (230mm), 2 Spatelsets, Steribehälter
- 3216-00 Quickrail J-Arm Retraktor-System, bestehend aus:
J-Arm (250mm), J-Arm (300mm), 2 Quickrailadapter, 2 Flexible Rotationsarme (280mm), 2 Spatelsets (schwarz), Steribehälter
- 3210-00 J-Arm, 250mm
3211-00 J-Arm, 300mm
3213-00 J-Arm Adapter für herkömmliche Kopfklemmen (Spannklemme)
3114-56 J-Arm Adapter für Quickrailklemmen
3214-00 Sterilisationsbehälter

Komponenten für DORO® Halo- und J-Arm System



- 3114-36 Flexibler Rotationsarm, 200mm (Dorosystem)
3114-37 Flexibler Rotationsarm, 280mm (Dorosystem)
3114-38 Flexibler Rotationsarm, 350mm (Dorosystem)
3114-33 Flexibler Arm, 150mm, nicht rotierbar (Dorosystem)
3114-34 Flexibler Arm, 230mm, nicht rotierbar (Dorosystem)
3114-35 Flexibler Arm, 300mm, nicht rotierbar (Dorosystem)
3114-03 Flexibler Arm, 150mm, nicht rotierbar (für Mayfield Halosystem)
3114-04 Flexibler Arm, 230mm, nicht rotierbar (für Mayfield Halosystem)
3114-05 Flexibler Arm, 300mm, nicht rotierbar (für Mayfield Halosystem)
3114-53 Klemmgehäuse für Hauthaken
3114-54 Mini-Halter
3110-85 Tupperablage
3116-10 Spatel Set, glatt, schwarz beschichtet:
102x6 - 102x10 - 102x16 - 102x19 - 102x25 - 102x13mm
3116-20 Mikrospatel Set, glatt, 5 Spatel:
114x2 - 114x4 - 140x2 - 140x4 - 165x2 - 165x4mm
3116-30 Mikrospatel Set, gezahnt, 6 Spatel:
114x2 - 114x4 - 140x2 - 140x4 - 165x2 - 165x4mm
3116-40 Mikrospatel Set, glatt, gebogen, 6 Spatel:
114x2 - 114x4 - 140x2 - 140x4 - 165x2 - 165x4mm
3116-50 Mikrospatel Set, verjüngt, 4 Spatel:
3,2x9,5 - 5,1x15,9 - 6,3x19 - 7,9x25,4mm
3116-60 Spatel Set, glatt, konisch, schwarz beschichtet, 5 Spatel:
102x2 - 102x3 - 102x4 - 102x5 - 102x6mm

