

DORO® Multifunktionsklemme

PRODUKT

... falls Sie mehr Flexibilität benötigen

Die DORO® Multifunktionsklemme erlaubt es dem Chirurgen, die Patientenlagerung und damit einhergehend die Kopfpositionierung deutlich variabler als üblich zu gestalten. Dies geschieht mittels wechselbarer Module.

In der pädiatrischen Neurochirurgie kann zum Beispiel bei sehr kleinen Kindern eine komfortable, atraumatische Positionierung durch U-förmige Gelpolster (siehe Abb. rechts) erzielt werden, welche vor Nekrosen an den Ohren schützen.

Es können auch kleinere, kindgerechte Dornenhalterungs-Module und spezielle Kinderdorne mit runden Gelpolstern kombiniert werden. Für Erwachsene ist dies ebenfalls mittels größerer Module (ein oder zwei Dornen) möglich. Sogar eine 6-Pin Fixierung ist denkbar...



Vorteile

- Für Kinder und Erwachsene aller Altersstufen geeignet
- Basiert auf dem bewährten DORO® Standardsystem (integrierte "Quickrail"-Seitenschiene)
- Volle Kompatibilität zu DORO®- und MAYFIELD®-Systemen
- Modulares System mit Fixierungsträgern für eine oder zwei Dornen und verschiedenen Gekissen (rund, U-förmig, ein oder zwei Balken)
- Kopfstütze (3020-03) für zusätzliche Sicherheit im Set enthalten

- 3020-00 Doro® Multifunktionsklemmen-Set für Kinder, bestehend aus:
 Multifunktionsklemme (3020-50)
 Kopflagerung (3020-03)
 Feste 2-Punkt-Dornenhalterung für Kinder, (3020-01)
 Bewegl. 2-Punkt-Dornenhalterung für Kinder, (3020-62)
 Elastischer Kopfring mit Platte, 90mm (3020-61)
 Einstellschlüssel (3020-65)
 6 wiederverwendbare Schädeldorne, Kinder (3004-00)
 Koffer für Lagerung und Transport (3020-001)



Feste Zwei-Dornhalterung für Kinder 3020-01



Bewegliche Zwei-Dornhalterung für Kinder 3020-62



Gel-Ring mit Grundplatte, 90mm 3020-61



Gel-Ohrring mit Grundplatte, 90mm 3020-68



3020-03

Die Kopflagerung kann mit einer DORO® Multifunktionsklemme, aber auch mit einer DORO® Standardklemme oder einer herkömmlichen Mayfield® Klemme kombiniert werden.



3020-65 Einstellschlüssel



3004-00



3006-10

Erwachsenenmodule für Doro® MF-Klemme



3020-55 Ein-Dornenhalterung (Erwachsene und Kinder)



3020-56 Zwei-Dornenhalterung, feststehend (Erwachsene)



3020-63 Gel-Ring mit Grundplatte, 140mm

Weitere Module für Doro® MF-Klemme



3020-02 Einfach-Auflagekissen



3020-54 Doppel-Auflagekissen



3020-67

Modul "Ortho-Ring Halterung" zum Einspannen eines Patienten mit Halo-Westen in die Schädelklemme.

Der Kopfring der Weste wird mit Hilfe des Moduls 3020-67 an die MF-Klemme adaptiert.

Es ist keine zusätzliche invasive Dornenfixierung mehr erforderlich.

Die Fixierung ist sicher und patientenfreundlich.



3020-001 Komplettes MFK-Set im Transportkoffer